



„Auch wenn wir in Serie fertigen,  
ist jedes Bett ein gutes Stück Handarbeit.“

Dieses Bett bietet ein hohes Maß  
an Sicherheit.

Dafür sorgen die hohen Seitengitter und  
unser bewährtes Patentschloß.



Otger Garthaus  
(Produktion)



EN 60601-2-52:2010  
DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)  
CE-Kennzeichnung  
Konformitätserklärung



Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seiten 71




ID: 11071  
Seitengitterhöhe 110 cm  
+ Schubkästen  
+ Farbakzent blau



Seitengitterhöhe 100 cm  
+ Farbakzent blau

## Warum Sie sich für unser **Jonas** entscheiden sollten:

- Einfaches Handling der Türen mit patentiertem, kindersicherem Verschluss
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!  
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:  
www.savi.de  
Menüpunkt Abpolsterungen

## Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.	
100 x 200 cm	113 x 206 cm		
90 x 200 cm	103 x 206 cm		
<b>Türen</b>			
vierflügelige Faltschiebetür			•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür		99.750	+
Falttür in der 270° Version		99.704	+
beidseitig Falttür in der 270° Version		99.704BEID	+
<b>Verriegelung der Türen</b>			
Kindersicheres Patentschloß			•
Kindersicheres Patentschloß aus Metall		40100003	+
Patentschloß II		99.033	+
Patentschloß III		99.034	+
Patentschloß IV		99.034A	+
<b>Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen</b>			
50 cm			•
<b>Seitengitterhöhe</b>	<b>Gesamthöhe</b>		
100 cm	150 cm	150.50.004	
125 cm	175 cm	175.50.004	
Weitere Höhen auf Anfrage			
<b>Lattenrahmen</b>			
Nicht verstellbar			•
Kopf- / Fußelement manuell		99.030	+
Kopf- / Fußelement elektrisch (keine Höhenverstellung)		99.200	+
<b>Fahrwerk</b>			
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff			a.A.
4 Buchenholz Designrollen			a.A.
<b>Holzart</b>			
Kiefernholz			o.A.
Buchenholz			•
<b>Matratzen</b>			
Polyschaum RG 35		99.031.4	•
Federkernmatratze		99.031.2	+
Reha-Star Plus (bis Stadium2)		99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50	+

• = serienmäßig    o.A. = ohne Aufpreis    a.A. = auf Anfrage    + = Zusatzausstattung

## Technische Daten

<b>Farbakzente</b>		
in Natur	90.100	o.A.
in Gelb	90.128	o.A.
in Orange	90.204	o.A.
in Blau-Lila	90.405	o.A.
in Dunkel-Lila	90.406	o.A.
in Blau	90.515	•
in Grün	90.618	o.A.
<b>Ausstattungen</b>		
Kindernamen auf der Bettseite		o.A.
farbig Gitterstäbe entsprechend zum Farbakzent		o.A.
Plexiglas anstatt Stäben		a.A.
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
<b>Abpolsterungen</b>		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig    o.A. = ohne Aufpreis    a.A. = auf Anfrage    + = Zusatzausstattung

# JONAS



ID: 15717  
Netzdach



ID: 19873  
Rückenelement mit fester Skai-Polsterung



ID: 19920  
bunte Stäbe



ID: 15606  
Anpassung an eine Dachschräge

# JONAS

## Das zeichnet **Jonas** aus:

- Seitengitterhöhe von 100 cm bis 125 cm / andere Höhen auf Anfrage
- Feste Liegehöhe 50 cm (Einstiegshöhe)
- Schubkästen (optional)
- Kindersicheres Patentschloß
- Plexiglasverkleidung (optional)



ID: 18397  
unterer Bereich Plexiglas, oberer Bereich Stäbe  
+ Netzdach



ID: 16167  
Schubkästen + Rollen



ID: 16060  
Schubkästen



ID: 16457  
Rollen



ID: 11071  
Plexiglasverkleidung (optional)

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

## 1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:  
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:  
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.  
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:  
Befestigung mit selbstklebendem Flausch an den Seitenholmen.



## 2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.




## 3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



## 4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!  
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.savi.de/Abpoterungen](http://www.savi.de/Abpoterungen)

## Technische Daten

Abpolsterungen	
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100
Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern	
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA
feste Skai-Polsterung 50 cm	99.051.FEST
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST
Kantenpolsterung	99.052

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

## 5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



## 6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



## 7. Stab- und Rahmenpolsterung


Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

# ZUBEHÖR

## Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz



Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III



Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür



Eckpfosten




Trittschutz



Kindername auf der Bettseite




bunte Stäbe




Motorabdeckung




Schubkästen




externe Türsicherung an der Bettseite




Netzdach




Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus




Schlauchdurchführung




Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall



## Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

### 1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm       70 x 140 cm       90 x 170 cm   
 90 x 200 cm       100 x 200 cm       andere Größe: \_\_\_\_\_

### 2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: \_\_\_\_\_

### 3. Benutzen Sie einen Patientenhilfer?

Ja       Nein

### 4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm       50 cm       60 cm       70 cm       andere Höhe: \_\_\_\_\_

### 5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja       Nein

### 6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar       manuell verstellbar       Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)   
 elektr. verstellbar       Trendelenburgfunktion

### 7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür       4-flügelige Tür       270° Tür       Falttür   
 absenkbares Seitengitter       elektrisch absenkbares Seitengitter

### 8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne       Bettseite hinten       Kopf- und Fußelement

### 9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I       Patentschloß II       Patentschloß III       Patentschloß IV

### 10. Wünschen Sie Lexan ( bruchsicheres Plexiglas ) anstelle der Gitterstäbe?

Ja  In welchem Bereich: \_\_\_\_\_      Nein

### 11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche       Kiefer

### 12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur       gelb       orange       blau-lila       dunkel-lila   
 blau       grün       weiß gebeizt       weiß lackiert       andere Farbe: \_\_\_\_\_  
 bunte Gitterstäbe       Kindername: \_\_\_\_\_

### 13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen       ohne Rollen

### 14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja       Nein

### 15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja       Nein

#### Wenn ja, welche?

Polyschaum       Federkern       Kaltschaum       Reha-Star II       Reha-Star Plus       Inkontinenzbezug

### 16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja       Nein

#### Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung       feste Skai-Polsterung       Kantenpolsterung

Motivpolsterung:      Paula       Paul       Greta

Höhe der Polsterung: \_\_\_\_\_      Farbe der Polsterung: \_\_\_\_\_

### 17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja       Wenn ja, in welchem Bereich? \_\_\_\_\_      Nein

### 18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz       Netzdach       Infusionshalter       Motorenabdeckung (Knut)   
 Matratzenhalter       Aufrichter       Schlauchdurchführung       abnehmbare Eckpfosten (Niklas)

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Firmenstempel \_\_\_\_\_

So geht's ganz schnell:  
 Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung  
 unter:

**025 64 - 93 09-60**

SAVI GmbH

Reha Solutions

Lise-Meitner-Str. 10

D-48691 Vreden

Postfach 1123

D-48684 Vreden

Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70

Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

**www.savi.de**



[www.savi.de](http://www.savi.de)  
[info@savi.de](mailto:info@savi.de)

Facebook:  
SAVI.GmbH

SAVI GmbH  
Reha Solutions  
Lise-Meitner-Straße 10  
D-48691 Vreden

Postfach 1123  
D-48684 Vreden

Fon: +49(0)2564-9309-70  
Fax: +49(0)2564-9309-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen