



„Dies Bett kann auch nachträglich mit einer fest integrierten Skai-Polsterung (3 cm Stärke) ausgerüstet werden.“

Kathrin Klein
(Vertrieb)



Trendelenburg- /
Antitrendelenburg-
funktion (optional)



Kopf-/Fußelement
manuell verstellbar
oder optional
elektrisch verstellbar



Elektrisch
höhenverstellbar

Dank der Bauweise kann eine Skai-Polsterung
auch nachträglich durch einen Umbausatz
adaptiert werden.



EN 60601-2-52:2010
DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)
CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

LUKE



Warum Sie sich für unser **Luke** entscheiden sollten:

- Einfaches Handling der Türen mit patentiertem, kindersicherem Verschluss
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!



Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seite 71



Integrieren Sie auch nachträglich noch eine 3 cm starke und 60 cm hohe Skai-Polsterung mittels des erhältlichen Umbausatzes.
Die Skai-Polsterung ist fest auf einer Grundplatte montiert und wird so in das Bett integriert. Das Bett wird dazu adaptiert, sodass alle Funktionen uneingeschränkt erhalten bleiben.

Technische Daten

| Liegefläche | Außenmaß | Artikel-Nr. | |
|--|-------------|---------------|---|
| 90 x 200 cm | 99 x 223 cm | 92.32.009.L | |
| 90 x 170 cm | 99 x 193 cm | 92.32.009.M | |
| Türen | | | |
| Vierflügelige Falttür | | 99.703 | • |
| beidseitig vierflügelige Falttür | | 99.750 | + |
| Verriegelung der Türen | | | |
| Patentschloß IV | | 99.034A | • |
| Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen | | | |
| 32-82 cm elektrisch | | | |
| Seitengitterhöhe | Gesamthöhe | | |
| 60 cm | 99-149 cm | | |
| Lattenrahmen | | | |
| Nicht verstellbar | | | • |
| Kopf- / Fußelement manuell verstellbar | | 99.030 | + |
| Kopf- / Fußelement elektrisch verstellbar | | 99.200 | + |
| Trendelenburgfunktion (Schrägstellung der Liegefläche) | | 99.211 | + |
| Fahrwerk | | | |
| 4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff | | | • |
| Holzart | | | |
| Buchenholz | | | • |
| Matratzen | | | |
| Polyschaum RG 35 | | 99.031.4 | • |
| Federkernmatratze | | 99.031.2 | + |
| Reha-Star Plus (bis Stadium 2) | | 99.031.3.PLUS | + |
| Reha-Star II (bis Stadium 4) | | 99.031.3.ZWEI | + |
| Inkontinenzbezug | | 99.031.3ZA50 | + |

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

Technische Daten

| | | |
|--|-----------------------------------|------|
| Farbakzente | | |
| in Natur | 90.100 | • |
| in Gelb | 90.128 | o.A. |
| in Orange | 90.204 | o.A. |
| in Blau-Lila | 90.405 | o.A. |
| in Dunkel-Lila | 90.406 | o.A. |
| in Blau | 90.515 | o.A. |
| in Grün | 90.618 | o.A. |
| Ausstattungen | | |
| Kindernamen auf der Bettseite | | o.A. |
| Plexiglas anstatt Stäben | | a.A. |
| externe Türsicherung an der Bettseite | 99.706 | + |
| Infusionshalter | 99.802 | + |
| Matratzenhalterung | 99.891 | + |
| Trittschutz für den Lattenrahmen | 99.892 | + |
| Holzoberflächenpflegeset | 99.880 | + |
| Abpolsterungen | | |
| lose Skai-Polsterung | 99.051LUKE90200 / 99.051LUKE90170 | + |
| lose Skai-Polsterung mit 4 Vinylfenster | 99.051LUKEVF90200 / 90170 | + |
| Umbausatz: feste Skai-Polsterung | 99.051FESTLUKEUS90200 / 90170 | + |
| feste Skai-Polsterung (bei Bestellung) | 99.051FESTLUKE90200 / 90170 | + |
| feste Skai-Polsterung mit 4 Vinylfenster | 99.051FESTLUKEVF90200/90170 | + |

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

LUKE

Feste Skai-Polsterungen:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!

Nachrüstbar
feste
Skai-Polsterung
(3 cm)



Verriegelung der Türen:



Patentschloß IV

Integrierte Vinylfenster:

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Zudem ist das Rein- und Rausschauen möglich, welches die Kontrollmöglichkeit und das Wohlbefinden des Kindes steigert.



LUKE

Das zeichnet **Luke** aus:

- Seitengitterhöhe 60 cm
- Liegehöhe 32 cm bis 82 cm
- Trendelenburg / Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Plexiglasverkleidung (optional)
- Adaptierbar für feste Skai-Polsterung (3 cm), auch nachträglich als Umbausatz erhältlich




ID: 19417



Trittschutz

Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich! Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter: www.savi.de Menüpunkt Abpolsterungen



Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:
Befestigung mit selbstklebendem Flausch an den Seitenholmen.



2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.




3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/Abpoterungen

Technische Daten

| Abpolsterungen | |
|--|-------------|
| Skai-Polsterung 50 cm Höhe | 99.051 |
| Skai-Polsterung 100 cm Höhe | 99.051.100 |
| Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern | |
| Motivpolster Greta, 50 cm | 99.050GRETA |
| Motivpolster Paul, 50 cm | 99.050PAUL |
| Motivpolster Paula, 50 cm | 99.050PAULA |
| feste Skai-Polsterung 50 cm | 99.051.FEST |
| feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster | 99.051.FEST |
| Kantenpolsterung | 99.052 |

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



7. Stab- und Rahmenpolsterung

Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

ZUBEHÖR

Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz



Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III



Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür



Eckpfosten




Trittschutz



Kindergartenname auf der Bettseite




bunte Stäbe




Motorabdeckung




Schubkästen




externe Türsicherung an der Bettseite




Netzdach



Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus




Schlauchdurchführung




Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall



Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm 70 x 140 cm 90 x 170 cm
 90 x 200 cm 100 x 200 cm andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenhilfer?

Ja Nein

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm 50 cm 60 cm 70 cm andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja Nein

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar manuell verstellbar Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)
 elektr. verstellbar Trendelenburgfunktion

7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür 4-flügelige Tür 270° Tür Falttür
 absenkbares Seitengitter elektrisch absenkbares Seitengitter

8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne Bettseite hinten Kopf- und Fußelement

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I Patentschloß II Patentschloß III Patentschloß IV

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

Ja In welchem Bereich: _____ Nein

11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche Kiefer

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur gelb orange blau-lila dunkel-lila
 blau grün weiß gebeizt weiß lackiert andere Farbe: _____
 bunte Gitterstäbe Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen ohne Rollen

14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja Nein

15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

Polyschaum Federkern Kaltschaum Reha-Star II Reha-Star Plus Inkontinenzbezug

16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung feste Skai-Polsterung Kantenpolsterung

Motivpolsterung: Paula Paul Greta

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja Wenn ja, in welchem Bereich? _____ Nein

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz Netzdach Infusionshalter Motorenabdeckung (Knut)
 Matratzenhalter Aufrichter Schlauchdurchführung abnehmbare Eckpfosten (Niklas)

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum _____ Firmenstempel _____

So geht's ganz schnell:
 Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung
 unter:

025 64 - 93 09-60

SAVI GmbH
 Reha Solutions
 Lise-Meitner-Str. 10
 D-48691 Vreden

Postfach 1123
 D-48684 Vreden
 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
 Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

www.savi.de



www.savi.de
info@savi.de

Facebook:
SAVI.GmbH

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden

Fon: +49(0)2564-9309-70
Fax: +49(0)2564-9309-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen