

# NIKLAS



„Für uns als Großhandel zählt ganz besonders das Preis-Leistungsverhältnis.  
Und das stimmt bei SAVI.“

Thomas Mikosch  
(Kid(z) & Co.)



Elektrisch  
höhenverstellbar



Kopf-/Fußelement  
manuell verstellbar  
oder optional  
elektrisch verstellbar



Unser Niklas bietet extreme Flexibilität und Funktionalität bei den Seitengittern.

Dieses Modell ist von allen Seiten erreichbar, da sich die Gitter unabhängig voneinander absenken lassen.

Höchste Sicherheit gepaart mit grenzenloser Freiheit.

Sie können entscheiden.



(optional)

Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6104

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2104

EN 60601-2-52:2010

DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)

CE-Kennzeichnung  
Konformitätserklärung

# NIKLAS



Plexiglas + Stäbe ⓘ  
+ Seitengitter absenkbar  
+ Farbakzent dunkel-lila



Komplett Stäbe  
+ Seitengitter elektrisch absenkbar  
+ Farbakzent dunkel-lila

## Warum Sie sich für unser **Niklas** entscheiden sollten:




Als Farbakzent können Sie unter vielen Farbtönen wählen, lesen Sie dazu die Seite 71

- Einfaches Handling der absenkbaren Seitengitter
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- Integrierter Klemmschutz
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!



Komplett Plexiglas  
+ Längsseitengitter elektrisch absenkbar  
+ Farbakzent dunkel-lila



Unsere Motiv-Polsterung ist in unterschiedlichen Mustern erhältlich!  
Mehr Informationen finden sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.savi.de](http://www.savi.de)  
Menüpunkt Abpolsterungen

## Technische Daten

Liegefläche	HMV-Nr.	Außenmaß	Artikel-Nr.	
100 x 200 cm	(19.40.01.6104   50.45.01.2104)	115 x 215 cm	131.50.006	
90 x 200 cm	(19.40.01.6104   50.45.01.2104)	105 x 215 cm	131.50.006.L	
90 x 170 cm	(19.40.01.6103   50.45.01.2103)	105 x 185 cm	131.50.006.M	
65 x 155 cm	(19.40.01.6103   50.45.01.2103)	80 x 170 cm	131.50.006.S	
<b>Türen</b>				
4 absenkbare Seitengitter				•
<b>Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen</b>				
76-116 cm elektrische Höhenverstellung				•
47- 87 cm elektrische Höhenverstellung (nur in Kombination mit 99.737 möglich, siehe Seite 18)				a.A.
<b>Seitengitterhöhe</b>		<b>Gesamthöhe</b>		
60 cm		140 cm		•
40 cm + 20 cm hohe Aufsteckelemente*		155 cm	99.737	+
<b>Lattenrahmen</b>				
Nicht verstellbar				+
Kopf- /Fußelement manuell verstellbar		99.030		•
Kopf- /Fußelement elektrisch verstellbar		99.201		+
Trendelenburgfunktion A (Schrägstellung des kompletten Bettes)		99.212		+
Trendelenburgfunktion B (Schrägstellung des Lattenrahmen)		99.213		+
<b>Fahrwerk</b>				
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff				•
4 Buchenholz Designrollen		99.885		o.A.
<b>Holzart</b>				
Buchenholz				•
<b>Matratzen</b>				
Polyschaum RG 35				•
Federkernmatratze		99.031.2		+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)		99.031.3.PLUS		+
Reha-Star II (bis Stadium 4)		99.031.3.ZWEI		+
Inkontinenzbezug		99.031.3ZA50		+

• = serienmäßig    o.A. = ohne Aufpreis    a.A. = auf Anfrage    + = Zusatzausstattung

## \*Hinweis

Die elektrische Höhenverstellung 47-87 cm ist nur in Kombination mit einer Seitengitterhöhe von 40 cm + 20 cm hohes Aufsteckelement möglich.

## Technische Daten

<b>Farbakzente</b>		
in Natur	90.100	o.A.
in Gelb	90.128	o.A.
in Orange	90.204	o.A.
in Blau-Lila	90.405	o.A.
in Dunkel-Lila	90.406	•
in Blau	90.515	o.A.
in Grün	90.618	o.A.
<b>Ausstattungen</b>		
Kindernamen auf der Bettseite		o.A.
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		o.A.
Plexiglas + Stäbe (wie abgebildet) ⓘ	99.810LEXANNIK	+
abnehmbare Eckpfosten (alle 4)	99.889	+
nur 1 Seitengitter absenkbar, 3 Seiten fest	99.730	+
nur 2 Seitengitter absenkbar, 2 Seiten fest	99.731	+
Längsseite elektrisch absenkbar	99.735	+
beide Längsseiten elektrisch absenkbar	99.736	+
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
Infusionshalter	99.802	+
Bettgalgen/Aufrichter	99.820	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Schubkasten (2 Stück)	99.040	+
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
<b>Abpolsterungen</b>		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051NIKLAS	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig    o.A. = ohne Aufpreis    a.A. = auf Anfrage    + = Zusatzausstattung

# NIKLAS

## Das zeichnet **Niklas** aus:

- Seitengitterhöhe 60 cm, Seitengitter rundum absenkbar
- Trendelenburg/  
Antitrendelenburgfunktion (optional)
- Liegehöhe 76 cm bis 116 cm oder  
47 bis 87 cm (niedriger Einstieg)
- Elektrisch verstellbare Seitengitter (optional)
- Abnehmbare Eckpfosten (optional)
- Plexiglasverkleidung (optional)
- Farbakzente nach Wahl




Plexiglas + Stäbe  
+ niedriger Einstieg 47 - 87 cm  
+ 2-geteiltes Gitter (40 + 20 cm)



## Vorzüge des elektrisch verstellbaren Seitengitters:

- einfach per Knopfdruck zu bedienen
- abschließbares Bedienteil verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Bedienung auch von Personen mit Handicap möglich
- geringste Bedienkräfte notwendig (Knopfdruck)
- stufenlos regulierbar

## Verriegelung der Türen:



Sicherheitsverschluss  
(Grundausrüstung)

- Einfach manuell zu bedienen
- Der Sicherheitsabstand der beiden Mulden verhindert unkontrolliertes Öffnen
- Geringste Bedienkräfte notwendig (Schiebeknöpfe)
- Rasterverstellung

## Abnehmbare Eckpfosten:



## Feste Skai-Polsterungen:

Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!



ID: 20841



ID: 16581



ID: 15368



ID: 17167



ID: 10352



ID: 15124



ID: 20631

# NIKLAS



ID: 10400  
bunte Gitterstäbe



ID: 16069  
Schubkästen

Trendelenburgfunktion A:



Schrägstellung des  
kompletten Bettes

Trendelenburgfunktion B:



Schrägstellung des  
Lattenrahmens



ID: 10682  
Himmelbett,  
Gesamthöhe 215cm, Einstiegshöhe 30cm



ID: 10394  
Anpassung  
an eine Dachschräge



ID: 20152  
Spielbogen



ID: 19714  
Kopf- und Fußelement  
mit Plexiglas



ID: 19204  
kleine Rollen



ID: 18692  
weiß gebeizt



ID: 20214  
Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus  
(wiederverschließbar)



ID: 18499  
ohne Rollen



ID: 19923  
Schubkästen

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

## 1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:  
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:  
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.  
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:  
Befestigung mit selbstklebenden Flausch an den Seitenholmen.



## 2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.



## 3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



## 4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!  
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.savi.de/Abpoterungen](http://www.savi.de/Abpoterungen)

## Technische Daten

Abpolsterungen	
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100
Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern	
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA
feste Skai-Polsterung 50 cm	99.051.FEST
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST
Kantenpolsterung	99.052

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

## 5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



## 6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



## 7. Stab- und Rahmenpolsterung

Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

# ZUBEHÖR

## Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverrieglung „easy close“




Eingriffschutz




Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III



Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür



Eckpfosten




Trittschutz



Kindergartenname auf der Bettseite




bunte Stäbe




Motorabdeckung




Schubkästen




externe Türsicherung an der Bettseite




Netzdach




Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus




Schlauchdurchführung




Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall



## Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

### 1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm       70 x 140 cm       90 x 170 cm   
 90 x 200 cm       100 x 200 cm       andere Größe: \_\_\_\_\_

### 2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: \_\_\_\_\_

### 3. Benutzen Sie einen Patientenhilfer?

Ja       Nein

### 4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm       50 cm       60 cm       70 cm       andere Höhe: \_\_\_\_\_

### 5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja       Nein

### 6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar       manuell verstellbar       Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens)   
 elektr. verstellbar       Trendelenburgfunktion

### 7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür       4-flügelige Tür       270° Tür       Falttür   
 absenkbares Seitengitter       elektrisch absenkbares Seitengitter

### 8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne       Bettseite hinten       Kopf- und Fußelement

### 9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I       Patentschloß II       Patentschloß III       Patentschloß IV

### 10. Wünschen Sie Lexan ( bruchsicheres Plexiglas ) anstelle der Gitterstäbe?

Ja  In welchem Bereich: \_\_\_\_\_      Nein

### 11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche       Kiefer

### 12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur       gelb       orange       blau-lila       dunkel-lila   
 blau       grün       weiß gebeizt       weiß lackiert       andere Farbe: \_\_\_\_\_  
 bunte Gitterstäbe       Kindername: \_\_\_\_\_

### 13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen       ohne Rollen

### 14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja       Nein

### 15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja       Nein

#### Wenn ja, welche?

Polyschaum       Federkern       Kaltschaum       Reha-Star II       Reha-Star Plus       Inkontinenzbezug

### 16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja       Nein

#### Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung       feste Skai-Polsterung       Kantenpolsterung

Motivpolsterung:      Paula       Paul       Greta

Höhe der Polsterung: \_\_\_\_\_      Farbe der Polsterung: \_\_\_\_\_

### 17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja       Wenn ja, in welchem Bereich? \_\_\_\_\_      Nein

### 18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz       Netzdach       Infusionshalter       Motorenabdeckung (Knut)   
 Matratzenhalter       Aufrichter       Schlauchdurchführung       abnehmbare Eckpfosten (Niklas)

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt.
- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Firmenstempel \_\_\_\_\_

So geht's ganz schnell:  
 Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung  
 unter:

**025 64 - 93 09-60**

SAVI GmbH  
 Reha Solutions  
 Lise-Meitner-Str. 10  
 D-48691 Vreden

Postfach 1123  
 D-48684 Vreden  
 Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70  
 Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

**www.savi.de**



[www.savi.de](http://www.savi.de)  
[info@savi.de](mailto:info@savi.de)

Facebook:  
SAVI.GmbH

SAVI GmbH  
Reha Solutions  
Lise-Meitner-Straße 10  
D-48691 Vreden

Postfach 1123  
D-48684 Vreden

Fon: +49(0)2564-9309-70  
Fax: +49(0)2564-9309-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen