



„Uns war es wichtig, dass SAVI auch in Sachen Ergonomie und Ökologie Maßstäbe setzt.“



Elektrisch
höhenverstellbar

Kopf-/Fußelement
manuell verstellbar
oder optional
elektrisch verstellbar

Das Modell Savoir-Vivre vereint Sicherheit und Komfort.

Die elektrische Liegeflächenhöhenverstellung erleichtert besonders die tägliche Versorgung von Menschen mit einem Handicap.

Es ist durch die HMV-Nr. problemlos bei Ihrer Krankenkasse zu beantragen.



Familie Boland
(Westfalen)



Hilfsmittelverzeichnis-Nr.:

19.40.01.6114

Pflegehilfsmittel-Nr.:

50.45.01.2114

EN 60601-2-52:2010

DIN EN 32623:2010

gemäß Medizinproduktegesetz (MPG)

CE-Kennzeichnung
Konformitätserklärung

SAVOIR-VIVRE



Seitengitterhöhe 60 cm
+ Farbakzent grün



Seitengitterhöhe 100 cm
+ Farbakzent blau



Seitengitterhöhe 125 cm
+ Farbakzent orange

Warum Sie sich für unser **Savoir-Vivre** entscheiden sollten:

- Einfaches Handling der Türen mit patentiertem, kindersicherem Verschluss
- Kombinationsmöglichkeit mit allen Lattenrahmen
- Optimale Verstellmöglichkeit auf die richtige Pflegehöhe, auch für große Personen
- Die Holzoberfläche ist kindgerecht behandelt (DIN 71-3 Sicherheit für Spielzeug)
- Personengewicht bis 150 kg möglich
- Umfangreiches Zubehör
- Professionelle Bauweise, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
- In vielen Bettgrößen lieferbar (bis 180 x 220 cm)
- Integrierter Klemmschutz
- **Kurze Lieferzeiten**
- Feuchtigkeitsschutz
- Seitengitterhöhe von mindestens 60 cm (DIN/EN-Vorschrift) vorhanden!



Seitengitterhöhe 150 cm
+ Farbakzent dunkel-lila




Seitengitterhöhe 170 cm
+ Farbakzent blau-lila

Technische Daten

Liegefläche	Außenmaß	Artikel-Nr.
100 x 200 cm	113 x 206 cm	bei Bestellung Größe angeben
90 x 200 cm (Größe L)	103 x 206 cm	bei Bestellung Größe angeben
90 x 170 cm (Größe M)	103 x 176 cm	bei Bestellung Größe angeben
65 x 155 cm (Größe S)	78 x 161 cm	bei Bestellung Größe angeben
Türen		
Vierflügelige Faltschiebetür		•
beidseitig vierflügelige Faltschiebetür	99.750	+
Faltdür in der 270° Version	99.704	+
beidseitig Faltdür in der 270° Version	99.704BEID	+
Verriegelung der Türen		
Kindersicheres Patentschloß		•
Kindersicheres Patentschloß aus Metall	40100003	+
Patentschloß II	99.033	+
Patentschloß III	99.034	+
Patentschloß IV	99.034A	+
Liegehöhe Oberkante Lattenrahmen		
40-80 cm elektrische Höhenverstellung		•
Seitengitterhöhe	HMV-Nr.	Gesamthöhe
60/70 cm	(19.40.01.6114 50.45.01.2114)	110 cm
100/110 cm	(19.40.01.6114 50.45.01.2114)	150 cm
	(19.40.01.6106 50.45.01.2106) für Größe 90 x 170 cm	
125/135 cm	(19.40.01.6113 50.45.01.2113)	175 cm
	(19.40.01.6105 50.45.01.2105) für Größe 90 x 170 cm	
150/160 cm	(19.40.01.6113 50.45.01.2113)	200 cm
170/180 cm	(19.40.01.6113 50.45.01.2113)	220 cm
Weitere Höhen auf Anfrage		
Lattenrahmen		
Nicht verstellbar		+
Kopf-/Fußelement manuell verstellbar	99.030	•
Kopf-/Fußelement elektrisch verstellbar	99.200	+
Trendelenburgfunktion B (Schrägstellung der Liegefläche)	99.213	+
Fahrwerk		
4 Leichtlaufrollen aus Kunststoff	99.887	+
4 Buchenholz Designrollen	99.886	+
Fußbausschnitt in der Vorderzage (Höhe: 8 cm)	99.830	o.A.
Holzart		
Kiefernholz		o.A.
Buchenholz		•
Matratzen		
Polyschaum RG 35		•
Federkernmatratze	99.031.2	+
Reha-Star Plus (bis Stadium 2)	99.031.3.PLUS	+
Reha-Star II (bis Stadium 4)	99.031.3.ZWEI	+
Inkontinenzbezug	99.031.3ZA50	+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich! Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter: www.savi.de Menüpunkt Abpolsterungen

Technische Daten

Farbakzente		
in Natur	90.100	o.A.
in Gelb	90.128	o.A.
in Orange	90.204	o.A.
in Blau-Lila	90.405	o.A.
in Dunkel-Lila	90.406	o.A.
in Blau	90.515	o.A.
in Grün	90.618	•
Ausstattungen		
Kindernamen auf der Bettseite		o.A.
farbige Gitterstäbe entsprechend dem Farbakzent		o.A.
Plexiglas anstatt Stäbe		a.A.
Schlauchdurchführung	99.840	a.A.
externe Türsicherung an der Bettseite	99.706	+
Infusionshalter	99.802	+
Bettgalgen/Aufrichter	99.820	+
Netzdach	99.800	+
Anpassung an eine Dachschräge		a.A.
Matratzenhalterung	99.891	+
Trittschutz für den Lattenrahmen	99.892	+
Holzoberflächenpflegeset	99.880	+
Abpolsterungen		
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA	+
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL	+
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA	+
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051	+
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100	+
feste Skai-Polsterung	99.051.FEST	a.A.
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST	a.A.
Kantenpolsterung	99.052	+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

SAVOIR-VIVRE

Das zeichnet **Savoir-Vivre** aus:

- Seitengitterhöhe von 60 cm bis 170 cm / andere Höhen auf Anfrage
- Elektrische Liegeflächenhöhenverstellung von 40 cm bis 80 cm
- Vierflügelige Faltschiebetür
- Vierrollenfahrwerk (optional)
- Kindersicheres Patentschloß
- Plexiglasverkleidung (optional)

Seitengitterhöhe

- 60 cm
- 100 cm
- 125 cm
- 150 cm
- 170 cm

Türhöhe

- 70 cm
- 110 cm
- 135 cm
- 160 cm
- 180 cm

Gesamthöhe


- 110 cm
- 150 cm
- 175 cm
- 200 cm
- 220 cm



Gesamthöhen:

↑ 110 cm ↑ 150 cm ↑ 175 cm ↑ 200 cm ↑ 220 cm

Verriegelung der Türen:



externe Türsicherung an der Bettseite
(optional)

Fußausschnitt:



Höhe: 8 cm
(andere Höhen möglich)



ID: 18384
2 x Patentschloß IV



ID: 16662
komplett Plexiglas



ID: 19735
Vierrollenfahwerk



ID: 18579
weiß gebeizt



ID: 17448
bunte Stäbe



ID: 17488
Fußausschnitt



ID: 19059
Rückenelement mit Holzfüllung



ID: 18454
Schubkästen



ID: 19064
Kopf- und Fußelement mit Holzfüllung

Feste Skai-Polsterungen:


Weitere Informationen zu den verschiedenen Abpolsterungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 61!



Feste Skai-Polsterungen:

Integrierte Vinylfenster:

Die integrierten Vinylfenster fügen sich flächenbündig in die feste Skai-Polsterung ein und bieten somit eine ähnliche Polsterwirkung wie die fest integrierte Schaumstoffpolsterung. Zudem ist das Rein- und Rausschauen möglich, welches die Kontrollmöglichkeit und das Wohlbefinden des Kindes steigert.



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich! Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter: www.savi.de Menüpunkt Abpolsterungen



ID: 19778



ID: 19931



ID: 19931



ID: 19593



ID: 18542



ID: 17934

Dank individueller Fertigung können wir Ihnen die passende Abpolsterung für den jeweiligen Bedarf bieten.

1. Lose Skai-Polsterung

Unsere lose Skai-Polsterung beinhaltet alle unten aufgeführten Varianten!

Variante 1:
Befestigung mit Klettbahnen an den Stäben.



Variante 2:
Befestigung mit Kordeln an den Stäben.
Durch die flexible Positionierung der Kordeln ist immer die optimale Befestigung gegeben.



Variante 3:
Befestigung mit selbstklebenden Flausch an den Seitenholmen.




2. Motiv-Polsterung

Die Motivpolsterung wird ganz einfach mit Kordeln an den Gitterstäben des Bettes befestigt.



Greta



Paul



Paula


3. Feste Skai-Polsterung

Die Bettmaße werden so angepasst, dass die elektrische Höhenverstellung freigängig bleibt (diese Version ist NICHT nachrüstbar).



4. Feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern

Die feste Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern ermöglicht den Patienten aus dem Bett schauen zu können!



Unsere Skai-Polsterung ist in vielen Farbtönen erhältlich!
Eine Vorauswahl finden sie auf unserer Internetseite unter:
www.savi.de/Abpolsterungen

Technische Daten

Abpolsterungen	
Skai-Polsterung 50 cm Höhe	99.051
Skai-Polsterung 100 cm Höhe	99.051.100
Skai-Polsterung mit Vinyl-Fenstern	
Motivpolster Greta, 50 cm	99.050GRETA
Motivpolster Paul, 50 cm	99.050PAUL
Motivpolster Paula, 50 cm	99.050PAULA
feste Skai-Polsterung 50 cm	99.051.FEST
feste Skai-Polsterung mit Vinylfenster	99.051.FEST
Kantenpolsterung	99.052

Stärke der Skai-Polsterung 3 mm

5. Kantenpolsterung

Die Abpolsterungen an den Kanten schützen vor Verletzungen.



6. Feste Skai-Polsterung mit Kantenschutz

Kombinieren Sie die feste Skai-Polsterung gleich mit der Kantenpolsterung.



7. Stab- und Rahmenpolsterung

Beispielabbildungen finden Sie auf Seite 33. Alle Kinderpflegebetten sind mit dieser Sonderpolsterung erhältlich.

ZUBEHÖR

Zubehör (Optionen zur Erleichterung der Pflege)



umfangreiches Holz-Pflegeset




Türverriegelung „easy close“




Eingriffschutz




Fußausschnitt




Patentschloß




Patentschloß II




Patentschloß III




Patentschloß IV



absenkbares Seitengitter



270° Tür



Eckpfosten



Trittschutz



Kindername auf der Bettseite



bunte Stäbe



Motorabdeckung



Schubkästen



externe Türsicherung an der Bettseite




Netzdach



Schlauchdurchführung mit Schiebemechanismus




Schlauchdurchführung



Einstieghilfe aus Kunstleder



Bettgalgen



Spielbogen Holz



Spielbogen Metall

Maßgeschneiderte Lösungen von SAVI

Dies ist eine Liste, mit der Sie Ihr Bett nach Ihren Wünschen gestalten können. Wir werden Ihre Wünsche berücksichtigen und Ihnen ein Angebot mit dem Vorschlag eines unserer Betten unterbreiten.

Kreuzen Sie einfach an, wie Ihr Bett aussehen soll:

1. Größe der Liegefläche?

65 x 155 cm ☐ 70 x 140 cm ☐ 90 x 170 cm ☐
90 x 200 cm ☐ 100 x 200 cm ☐ andere Größe: _____

2. Wie hoch sollen die Seitengitter ca. sein?

Höhe in cm: _____

3. Benutzen Sie einen Patientenlifter?

Ja ☐ Nein ☐

4. Wie soll die Grundliegehöhe (ab Oberkante Lattenrahmen) sein?

40 cm ☐ 50 cm ☐ 60 cm ☐ 70 cm ☐ andere Höhe: _____

5. Wünschen Sie eine elektr. Liegeflächenhöhenverstellung?

Ja ☐ Nein ☐

6. Welche Funktion soll der Lattenrahmen haben?

Nicht verstellbar ☐ manuell verstellbar ☐ Trittschutz (Verstärkung des Lattenrahmens) ☐
elektr. verstellbar ☐ Trendelenburgfunktion ☐

7. Welche Türen wünschen Sie?

2-flügelige Tür ☐ 4-flügelige Tür ☐ 270° Tür ☐ Falttür ☐
absenkbares Seitengitter ☐ elektrisch absenkbares Seitengitter ☐

8. Wieviele Türen benötigen Sie?

Bettseite vorne ☐ Bettseite hinten ☐ Kopf- und Fußelement ☐

9. Welches Schließsystem brauchen Sie?

Patentschloß I ☐ Patentschloß II ☐ Patentschloß III ☐ Patentschloß IV ☐

10. Wünschen Sie Lexan (bruchsicheres Plexiglas) anstelle der Gitterstäbe?

Ja ☐ In welchem Bereich: _____ Nein ☐

11. Welche Holzart soll das Bett haben?

Buche ☐ Kiefer ☐

12. Welchen Farbakzent soll das Bett haben?

natur ☐ gelb ☐ orange ☐ blau-lila ☐ dunkel-lila ☐
blau ☐ grün ☐ weiß gebeizt ☐ weiß lackiert ☐ andere Farbe: _____
bunte Gitterstäbe ☐ Kindername: _____

13. Beweglichkeit des Bettes?

mit Rollen ☐ ohne Rollen ☐

14. Soll das Bett Schubkästen haben?

Ja ☐ Nein ☐

15. Wird eine Matratze benötigt?

Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, welche?

Polyschaum ☐ Federkern ☐ Kaltschaum ☐ Reha-Star II ☐ Reha-Star Plus ☐ Inkontinenzbezug ☐

16. Wünschen Sie eine Polsterung?

Ja ☐ Nein ☐

Wenn ja, welche?

lose Skai-Polsterung ☐ feste Skai-Polsterung ☐ Kantenpolsterung ☐

Motivpolsterung: Paula ☐ Paul ☐ Greta ☐

Höhe der Polsterung: _____ Farbe der Polsterung: _____

17. Wünschen Sie Vinyl-Fenster?

Ja ☐ Wenn ja, in welchem Bereich? _____ Nein ☐

18. Welches sonstige Zubehör wünschen Sie?

Eingriffschutz ☐ Netzdach ☐ Infusionshalter ☐ Motorenabdeckung (Knut) ☐

Matratzenhalter ☐ Aufrichter ☐ Schlauchdurchführung ☐ abnehmbare Eckpfosten (Niklas) ☐

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot, indem Sie ein Modell wählen, welches die Vorgaben weitgehend erfüllt. ☐

- Bitte verwenden Sie diese Angaben und unterbreiten Sie uns ein Angebot einer Sonderanfertigung, um die Angaben genau einzuhalten. ☐

Ort, Datum

Firmenstempel

So geht's ganz schnell:
Faxen Sie uns einfach Ihre Bestellung
unter:

025 64 - 93 09-60

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Str. 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden
Fon: +49 (0) 25 64 - 93 09-70
Fax: +49 (0) 25 64 - 93 09-60

Oder nutzen Sie unser Online-Formular unter:

www.savi.de



www.savi.de
info@savi.de

Facebook:
SAVI.GmbH

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden
Fon: +49(0)25 64-93 09-70
Fax: +49(0)25 64-93 09-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen