

THERAFLEX

Warum Sie sich für unsere **Theraflex** entscheiden sollten:

Es sind oft gerade die kleineren praktischen Hilfen, die im Alltag über gut oder schlecht entscheiden.

Als Manufaktur im REHA-Bereich haben wir diese wertvollen Erfahrungen

in die Konzeption unserer Therapieliege einfließen lassen.

Das Ergebnis ist eine Multifunktionsliege im kindgerechten Design.


Praktisch: Staukasten als Ablage für Utensilien wie z.B. Decken und Präparate.

Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, gepolsterte Liegefläche: Skai-Bezug

Theraflex I (Höhenverstellung 68 - 103 cm)



Theraflex II (Höhenverstellung 52 - 93 cm)



Technische Daten

Theraflex I (max. Belastung 140 kg)

Theraflex mit klappbaren Seitenteilen		
Liegefläche (min. 130 x 100 cm, max. 218 x 100 cm)	Artikel-Nr.	
ohne Rollen, Höhenverstellung von 68-103 cm	9910.68103	
mit Rollen, Höhenverstellung von 75-110 cm	9910.75110	

Theraflex ohne klappbare Seitenteile (eine Liegefläche)		
Liegefläche	Artikel-Nr.	
70 x 140 cm	9911.7511070140	
90 x 170 cm	9911.7511090170	
90 x 200 cm	9911.7511090200	
100 x 200 cm	9911.75110100200	
ohne Rollen		o.A.
mit Rollen		•
ohne Unterbau		•
mit Unterbau (Aufpreis)		+

Theraflex II (max. Belastung 120 kg)

Theraflex mit klappbaren Seitenteilen		
Liegefläche (min. 130 x 100cm, max. 218 x 100 cm)	Artikel-Nr.	
ohne Rollen, Höhenverstellung von 45 - 86 cm	9910.4586	
mit Rollen, Höhenverstellung von 52 - 93 cm	9910.5293	

Theraflex ohne klappbare Seitenteile (eine Liegefläche)		
Liegefläche	Artikel-Nr.	
70 x 140 cm	9911.529370140	
90 x 170 cm	9911.529390170	
90 x 200 cm	9911.529390200	
100 x 200 cm	9911.5293100200	
ohne Rollen, Höhenverstellung von 52-93,5 cm		o.A.
mit Rollen, Höhenverstellung von 68-108 cm		•
ohne Unterbau		•
mit Unterbau (Aufpreis)		+

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

REISEBETT

Warum Sie sich für unser Reisebett entscheiden sollten:

Unser Reisebett wird aus Buchenholz gefertigt. Da unser Reisebett durch Steckverbindungen zusammen gebaut wird, ist eine schnelle Montage möglich.

Unser Reisebett besteht aus:

- 1 Türelement mit Verschluss
- 5 Elemente zum Zusammenstecken
- Transportwagen mit Rollen und Haube



Das zeichnet unser Reisebett aus:

- Demontierte Größe: 125 x 100 x 21 cm (LxBxH)
- Gesamtgewicht: 55 kg


Technische Daten

Reisebett

Liegefläche	Seitengitterhöhe	Artikel-Nr.
SAVI-Reisebett 90 x 200 cm	125 cm	125.090.01.05
Andere Größen auf Anfrage		
Netzdach		+
Patentschloß II		•
Transportwagen mit Rollen und Haube		•

• = serienmäßig + = Zusatzausstattung

Verriegelung der Tür:



Patentschloß II

Netzdach (optional):



Warum Sie sich für unseren **Wickeltisch** entscheiden sollten:

Dieser Wickeltisch ist mitwachsend und hat ein freundliches, ansprechendes Design und ist rezeptierbar.

Einsatz auch bei Therapie nach Bobath/Vojta.

Wir beraten Sie gerne.



Sonderanfertigung



Basismodell



Das zeichnet unseren **Wickeltisch** aus:

- Elektrische Höhenverstellung von 52 - 93,5 cm (ohne Auflage)
- Traglast von 120 kg
- Doppellenkrollen mit Feststeller
- 4 offene Ablagefächer und 2 Schubladen
- Einsatz für Windeleimer (optional)

Technische Daten

Wickeltisch

Liegefläche der Auflage	Außenmaß	Artikel-Nr.	
SAVI-Wickeltisch 95 x 122 cm	100 x 130 cm	9920.100130	
Andere Größen auf Anfrage			
Wickelauflage 3 cm mit Skaibezug blau in 95 x 122 cm		9921.95122	+
Farbakzente			
in Natur		90.100	o.A.
in Gelb		90.128	o.A.
in Orange		90.204	o.A.
in Blau-Lila		90.405	o.A.
in Dunkel-Lila		90.406	o.A.
in Blau		90.515	o.A.
in Grün		90.618	o.A.

• = serienmäßig o.A. = ohne Aufpreis a.A. = auf Anfrage + = Zusatzausstattung

THERAPIESCHAUKEL

Warum Sie sich für unsere
Therapieschaukel entscheiden sollten:

Bewegungen die beruhigend wirken!



Bestellen Sie
diesen Artikel
direkt in unserem
Online-Shop:
www.lilliwood.de

Das zeichnet unsere Therapieschaukel aus:



Gurt



Kopf/Rumpfpelotten Paar
(optional)




Beinführung/Adduktionskeil
(optional)

Technische Daten


Verwendung	
Therapieschaukel für den häuslichen Gebrauch	•
Beschreibung	
Sitz mit Rückenlehne und Armlehnen	•
Abmessungen	
Gesamtbreite 50 cm, Sitzbreite 40 cm, Rückenlehnhöhe 56 cm, Sitztiefe 26 cm, Beinunterstützung 35 cm	•
Werkstoffe	
Formholz, Buche, Multiplexlamellen Birke	•
Aufhängung	
Seil, PP 8 mm, Gurt PP, 40 mm Breite	•
Belastbarkeit	
bis ca. 40 kg (Bauart RWTÜV geprüft)	•
Oberfläche	
nach DIN 71-3 (Sicherheit für Spielzeug)	
Zubehör	
Beinführung/Adduktionskeil	+
Fußstützen (Paar)	+
Kopf/Rumpfpelotten (Paar)	+
Beckenpelotten (Paar)	+
Polster für Therapieschaukel	+
Polster für Kopf/Rumpfpelotten	+
Polster für Beckenpelotten (Paar)	+
Polster für Adduktionskeil	+
• Basis + Zusatzausstattung	

Warum Sie sich für unseren **Babywalker** entscheiden sollten:

Super zum Laufen lernen! Einladen, Ausladen, Befördern!
Später können sich die Kinder darin gegenseitig umherfahren!



Höhenverstellbarer Haltebügel



Leichtlaufrollen



Schleifbremse

Das zeichnet unseren Babywalker aus:

Technische Daten

Höhe	Breite	Länge	
84 cm	54 cm	70 cm	•
Fahrwerk			
4 Leichtlaufrollen mit Schleifbremse			
Staufach			
große Ladefläche			
Haltebügel			
höhenverstellbar (nur bei 9930), „wächst“ mit!			
Belastbarkeit			
bis ca. 30 kg			
Oberfläche			
nach DIN 71-3 (Sicherheit für Spielzeug)			

• Basis + Zusatzausstattung

Bestellen Sie
diesen Artikel
direkt in unserem
Online-Shop:
www.lilliwood.de



www.savi.de
info@savi.de

Facebook:
SAVI.GmbH

SAVI GmbH
Reha Solutions
Lise-Meitner-Straße 10
D-48691 Vreden

Postfach 1123
D-48684 Vreden
Fon: +49(0)25 64-93 09-70
Fax: +49(0)25 64-93 09-60

Ihr Fachhändler:



SAVI als APP einfach QR-Code scannen